

Shampoo

Mediker[®]
a.p.

*Shampoo anti-pediculosi
contro i parassiti del capello*

Diffusione della pediculosi

La diffusione dei pidocchi è in costante aumento, in particolare nei paesi a clima temperato. Si ritiene che la recrudescenza del fenomeno sia dovuta allo sviluppo della vita associativa. Luoghi di contagio più comuni sono scuole, asili, uffici, fabbriche, locali pubblici e mezzi di trasporto. Nelle scuole il fenomeno è più marcato in quanto i bambini sono in continuo contatto reciproco. Anche il contatto di cappotti e cappelli sugli attaccapanni comuni favorisce la diffusione di questa forma di parassitosi.

Ciclo biologico del pidocchio

Il pidocchio o "*Pediculus humanus capitis*" è un insetto dell'ordine degli Anopluri. In un ciclo di vita

di circa 6-7 settimane di cui 3-4 allo stato adulto, la femmina depone da 100 a 300 uova (lendini) color grigio-perla che si fissano gradualmente al capello tramite l'induito chitinoso che le avvolge. È proprio in questa fase in cui le uova non sono ancora saldamente fissate al capello dell'"ospite" che la pediculosi si trasmette più facilmente da un soggetto all'altro. Dopo 6-10 giorni dall'uovo nasce una larva, che raggiunge lo stato adulto dopo tre "mute" in circa 10 giorni.

L'adulto, che misura circa 2-3 mm di lunghezza ha l'addome depresso e la testa aguzza e stretta.

Gli arti o tarsi sono muniti di unghie prensili che consentono al parassita di aggrapparsi saldamente ai capelli dell'"ospite". L'apparato buccale è dotato di rostri retrattili di cui l'insetto si serve per pungere e succhiare il sangue. L'insetto adulto deve succhiare sangue almeno due volte al giorno (circa un milligrammo) e non sopravvive a tre giorni di digiuno. La puntura del pidocchio è seguita da un prurito molesto di natura allergica. Il pidocchio può trasmettere anche malattie infettive, in quanto, succhiando il sangue infetto di un malato, può diventare a sua volta vettore di agenti patogeni. La pediculosi causa anche disturbi psichici: stanchezza, irritabilità, pessimismo.

Proprietà

Lo shampoo anti-pediculosi **MEDIKER A.P.**, è un preparato efficace per trattare la parassitosi del cuoio capelluto.

- **MEDIKER A.P.** non solo elimina i pidocchi e le larve, ma sopprime anche la materia vitale all'interno del guscio protettivo delle uova (lendini).
- Al lavaggio segue una sensazione di sollievo in quanto cessa lo stimolo allergico causato dalle punture dei pidocchi durante la loro funzione nutritiva.

Modalità d'impiego

Lavare i capelli con **MEDIKER A.P.** frizionando il cuoio capelluto per almeno tre minuti - risciacquare - ripetere l'operazione. Il trattamento descritto è di regola sufficiente ad eliminare pidocchi, larve e uova (lendini). È tuttavia buona norma ripeterlo per una sola volta a due giorni di distanza per elevare al massimo le condizioni igieniche del cuoio capelluto. Nei giorni successivi al trattamento **MEDIKER A.P.** si consiglia di usare un pettine a trama fitta per asportare eventuali "lendini", ormai senza vita, che aderiscano ancora al capello. Qualora **MEDIKER A.P.** venisse a contatto con gli occhi, risciacquarli abbondantemente con acqua pulita.

Alcune norme di prevenzione

1. È assolutamente indispensabile che ciascun componente della famiglia disponga di pettine e spazzola personali.
2. Fare frequenti ispezioni nelle zone della nuca e delle tempie con una lente d'ingrandimento. Al contrario dei pidocchi, le uova sono facilmente individuabili.

Avvertenze

Non ingerire - Custodire il flacone in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Dopo l'applicazione lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone - Evitare il contatto con gli occhi; in caso di contatto lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua - Usare con cautela su pelli delicate, in particolare nei bambini - Da non usare su pelli abrase o su ferite - Non eccedere nell'uso - In soggetti sensibili può provocare irritazione cutanea - Conservare al riparo dal calore e dalla luce.

USO ESTERNO.

Composizione

1-R-trans-phenothrin 0,23 g, tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici, acido acetico. Etere triclorigidrossi-difenilico, acido deidroacetico e 2-fenossietanolo (conservanti), acqua demin. q.b. a 100 ml.
Registrazione del Ministero della Salute n. 11247.

I detergenti anionici e non ionici contenuti in questo prodotto sono biodegradabili in percentuali non inferiori al 90%.

LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. S.r.l.

Via Cavour, 70 - 27035 Mede (PV) - Tel. 0384 8071

Officina di produzione: Pharma Millennium S.r.l. ROVELLO PORRO (CO)



Laboratorio
Farmaceutico